



Kompletny zestaw:

Kompletny, jednorazowy zestaw do urządzenia Performer HT zawiera wszystkie niezbędne materiały do wykonania zabiegu:

- linię cyrkulacyjną
- zbiornik „Hang & Go”
- zestaw stołowy z zabezpieczeniem termicznym
- 5 cewników in-out
- czujniki temperatury (2 stałe i 3 wolne)

Łatwość i bezpieczeństwo:

Upřednio zmontowany obwód na pojemniku „Hang & Go” sprawia, że konfiguracja systemu staje się szybką i bezpieczną operacją, ułatwioną poprzez obecność:

- tabliczek identyfikacyjnych dla pompy, zacisków i czujników ciśnienia
- kolorowe oznaczenia na końcówkach linii, które mają być połączone
- szybkie złącza na zakończeniach linii, które mają być połączone z zestawem stołowym



Pojemnik „HANG & GO”

Oprócz upřednio zmontowanych linii urządzenie zawiera system filtrujący składający się z:

Miękkiego pojemnika:

- Pojemność: 7 litrów
- Zintegrowany system filtrujący

Twardego pojemnika:

- Pojemność: 1 litr
- 1500 cm² dwustopniowy system filtrujący gniazdo komórek i fragmenty komórek
- 30 ppi filtr wstępny do makrofiltracji
- filtr z aktywnym węglem

